

# Verzenden van de Pedicure motor.

## Stap 1.

Bevestig de transportbeveiliging aan de onderkant van de pedicuremotor.



## Stap 2.

Bevestig de schuimen ophangbeugels aan de zijkanten van de pedicuremotor.



## Stap 3.

Rol de slang op de kast op en plaats het handstuk in de houder bovenop de schuimen ophangbeugel.



## Stap 4.

Plaats het geheel in de verzenddoos, dek af met de kartonnen plaat en tape de doos dicht.



**Uw motor is nu gereed voor verzending.**

**Bij het inpakken van de motor kunt u alle accessoires die bij de motor horen thuislaten.(snoer, testfrais, oplegbakje fraistester enz.) Zo wordt het kwijtraken van uw spullen voorkomen.**

### **LET OP!!!**

**Zorg ervoor dat de pedicuremotor in de originele verpakking wordt opgestuurd met transportbeveiliging. Motoren die niet in de originele verpakking en zonder transportbeveiliging aankomen worden in originele verpakking teruggestuurd. De kosten van de verpakking worden dan in rekening gebracht. (verpakking €10.95, tr.beveiliging €3.95)**